

ORDOLINE

Instructions pour
les Aligneurs de
Rétention

FR



Félicitations, vous avez terminé votre traitement avec les aligneurs Ordoline! Ensemble, nous avons obtenu d'excellents résultats!

Il est important de comprendre que les dents humaines se déplacent en permanence. Après le traitement, il est donc nécessaire de maintenir la bonne position des dents à l'aide d'aligneurs de rétention. Vous trouverez ces aligneurs dans l'emballage. Nous vous demandons de les porter de manière responsable afin de garantir l'efficacité continue des résultats de traitement.

Pour obtenir un résultat optimal, nous recommandons de porter les aligneurs de rétention selon le calendrier suivant:



Recommandations pour l'utilisation des aligneurs

Commencez par placer
les aligneurs sur les dents de devant.

Évitez de serrer les dents lorsque vous mettez vos aligneurs dentaires.

Retirez
les aligneurs en commençant par les molaires du fond.

Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés et fermement positionnés sur vos dents.

Commencez par placer
les aligneurs sur les dents de devant.



Entretien des aligneurs de rétention

Pour entretenir correctement vos aligneurs de rétention, il est important d'utiliser une brosse à dents et un dentifrice qui ne contiennent pas de substances abrasives telles que l'oxyde d'aluminium, le carbonate de calcium ou le phosphate de calcium (ces substances sont généralement présentes dans les dentifrices blanchissants). Lorsque vous nettoyez vos aligneurs, lavez-les à l'eau tiède ou froide.

! Veuillez noter que les aligneurs orthodontiques ne sont pas conçus pour traiter le bruxisme ou le grincement involontaire des dents. Si vous grincez des dents, informez-en votre médecin afin qu'un plan de traitement personnalisé puisse être mis en place.

Soins bucco-dentaires

Pour les soins bucco-dentaires, continuez à vous brosser les dents comme d'habitude avec une brosse à dents et du dentifrice, et utilisez du fil dentaire.

En cas de perte, d'endommagement, de déformation de l'aligneur de rétention ou de lésions de la muqueuse buccale, nous vous recommandons de contacter votre dentiste ou votre professionnel de santé.

Il est important de ne pas porter d'aligneurs endommagés. Si nécessaire, vous pouvez également envisager de contacter le fabricant d'aligneurs, Ordoline.

En cas d'incident grave lié au dispositif, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous vous trouvez en tant qu'utilisateur et/ou patient.

Nous aimerions vous encourager à partager votre expérience positive du traitement afin d'inspirer et d'aider d'autres personnes à décider de suivre un traitement avec les aligneurs Ordoline. Vous pouvez le faire en partageant votre expérience sur vos réseaux sociaux et en taguant @Ordoline. Un beau sourire sain peut véritablement transformer un visage.



Scannez le code QR pour
laisser votre avis.



Pour obtenir des instructions sur l'utilisation
des dispositifs de rétention orthodontique
amovibles Ordoline dans d'autres langues,
veuillez scanner le code QR fourni.



Avis sur le traitement des données personnelles

Conformément à l'article 14 du Règlement général sur la protection des données (ci-après, le RGPD), nous vous informons que LLC Ordoline, code de l'entité légale : 305610551 ; Adresse : A. Vivulskio str. 7-200, Vilnius, en Lituanie est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Toutes les informations prévues par l'article 14 du RGPD concernant le traitement de vos données à caractère personnel sont publiées sur le site Internet d'Ordoline <https://ordoline.com/fr/privacy-policy/>

Date de révision des instructions: 20.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio str. 7-200
LT-03162 Vilnius, Lituanie
www.ordoline.com

