

ORDOLINE

Istruzioni di utilizzo
degli allineatori di
contenzione

IT |



Congratulazioni! Hai completato il trattamento con gli allineatori Ordoline! Insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati!

È importante sapere che i denti si muovono costantemente. Pertanto dopo il trattamento, è necessario fissare i denti nella posizione corretta mediante l'ausilio di allineatori di contenzione. Questi ultimi sono contenuti in questa confezione e siamo certi che li indosserai responsabilmente per mantenere il risultato del trattamento.

Per garantire i risultati ottimali, si consiglia di indossare gli allineatori di contenzione con la seguente frequenza:



Raccomandazioni per l'utilizzo

Posizionate gli allineatori
a partire dai denti anteriori.

Evitate di mordere
mentre si
inseriscono
gli allineatori.

Rimuovete
gli allineatori
partendo dai
molari.

Assicurarsi che
gli allineatori
siano ben
indossati e che
aderiscano
correttamente.

Posizionate gli allineatori
a partire dai denti anteriori.



Manutenzione degli allineatori di contenzione

Per la cura degli allineatori di contenzione utilizza uno spazzolino e del dentifricio che non contenga delle sostanze abrasive come l'ossido di alluminio, il carbonato di calcio ed il fosfato di calcio (tali sostanze sono presenti nei dentifrici sbiancanti). Lava con l'acqua corrente tiepida o fredda. È consigliabile immergerli una volta al giorno per massimo 5 minuti in una soluzione detergente speciale.

! Si prega di notare che gli allineatori ortodontici non sono destinati al trattamento del bruxismo o del digrignamento involontario dei denti. Se digrigna i denti, informi il medico affinché possa essere fornito un piano di trattamento personalizzato.

Igiene orale

Spazzola i denti come di consueto: con uno spazzolino e del dentifricio, usa il filo interdentale. In caso di smarrimento, danneggiamento, deformazione dell'allineatore dentale o di danni alla mucosa orale, si consiglia di contattare il proprio medico curante/ specialista. È importante non indossare gli allineatori danneggiati.

Se necessario, si consiglia di contattare il produttore degli allineatori, Ordoline.

Un eventuale incidente grave, causato dal dispositivo medico, dovrebbe essere segnalato al produttore ed all'autorità competente del paese in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Ti invitiamo a condividere l'esperienza positiva del tuo trattamento, in modo da incoraggiare ed aiutare altre persone a decidere di sottoporsi al trattamento con gli allineatori Ordoline (puoi farlo sui tuoi social network con il tag @Ordoline).

Un sorriso sano e bello cambia la vita! Aiuta anche altre persone a scoprire questo metodo!



Scansiona il codice QR per lasciare la tua recensione.



Le istruzioni in altre lingue sull'utilizzo degli allineatori di contenzione rimovibili Ordoline sono disponibili scansionando il codice QR.



Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito - GDPR), si informa che UAB Ordoline, codice fiscale persona giuridica: 305610551; sede legale: A. Vivulskio str. 7-200, Vilnius, Lituania è il titolare del trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni di cui all'articolo 14 del GDPR in merito al trattamento dei dati personali sono pubblicate sul sito web di Ordoline <https://ordoline.com/it/privacy-policy/>

Data ultimo aggiornamento istruzioni di utilizzo: 20.07.2025

Produttore

Ordoline

A. Vivulskio 7-200
LT-03162 Vilnius, Lituania
www.ordoline.com

Distributore in Italia

Ordoline Italy Srl

Via Paracelso 26 -
20864 Agrate Brianza (MB)
italy@ordoline.com

