

ORDOLINE

Instrukcija
reticinēms
kapoms



Sveikiname pabaigus gydymą Ordoline kapomis!
Kartu pasiekėme puikių rezultatų!

Svarbu žinoti, kad žmogaus dantys nuolat juda, todėl baigus gydymą dantis būtina užfiksuoti taisyklingoje padėtyje retencinių kapų pagalba. Jas rasite šiame siuntinyje ir tikime, jog atsakingai jas nešiosite stabilaus gydymo rezultato užtikrinimui.

Geriausiam rezultatui užtikrinti retencines kapas rekomenduojame nešioti šiuo dažnumu:

0 – 4
mėnesiai



22 valandas
per parą

4 – 24
mėnesiai



Kiekvieną
naktį

Po 24
mėnesių



1 naktį
per savaitę

Naudojimo rekomendacijos

- Kapas pradėkite dėti nuo priekinių dantų ir baikite galiniais krūminiais dantimis;
- Kapas nusiimkite nuo galinių krūminių dantų ir baikite priekiniais.

Retencinių kapų priežiūra

Retencinių kapų priežiūrai naudokite šepetėlį ir dantų pastą, neturinčią abrazyvių medžiagų, tokių kaip aliuminio oksidas, kalcio karbonatas, kalcio fosfatas (šių medžiagų yra balinamojoje dantų pastoje). Kapas plaukite po tekančiu drungnu arba šaltu vandeniu.

Burnos priežiūra

Dantis valykite kaip ir įprastai – dantų šepetėliu su pasta, naudokite tarpdančių siūlą.

Retencines kapas pametus, sugadinus, deformavus ar esant burnos gleivinės pažeidimui, rekomenduojame kreiptis į savo gydytoją / sveikatos priežiūros specialistą.

Svarbu nenešioti sugadintų retencinių kapų.

Esant poreikiui, rekomenduojame kreiptis į kapų gamintoją – Ordoline.

Apie su priemone susijusį rimtą incidentą praneškite gamintojui ir tos valstybės narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas yra, kompetentingai institucijai.

Norime paskatinti Jus dalintis gerąja savo gydymo patirtimi – tokiu būdu įkvėpsite ir padėsite kitiems pasiryžti gydymui Ordoline kapomis (tai galite padaryti savo socialiniuose tinkluose su @Ordoline žyme).

Instrukcijas retencinėmis kapomis kitomis kalbomis galite rasti nuskaičius QR kodą.

Instructions for Ordoline removable orthodontic retainers in other languages can be found following the QR code.



ORDOLINE
— — — — —



Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 14 straipsnį informuojame, kad UAB Ordoline, juridinio asmens kodas: 305610551; adresas: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Lietuva yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Visa BDAR 14 straipsnyje numatyta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra skelbiama

Ordoline internetinėje svetainėje

<https://ordoline.lt/privatumo-politika-pacientams/>

Instrukcijos redakcijos data: 2023.08.10

UAB Ordoline

A. Vivulskio g. 7-202

LT-03162 Vilnius, Lietuva