

# ORDOLINE

Istruzioni di utilizzo  
degli allineatori di  
contenzione



Congratulazioni! Hai completato il trattamento con gli allineatori Ordoline!

Insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati!

È importante sapere che i denti si muovono costantemente. Pertanto dopo il trattamento, è necessario fissare i denti nella posizione corretta mediante l'ausilio di allineatori di contenzione. Questi ultimi sono contenuti in questa confezione e siamo certi che li indosserai responsabilmente per mantenere il risultato del trattamento.

Per garantire i risultati ottimali, si consiglia di indossare gli allineatori di contenzione con la seguente frequenza:

0 - 4  
mesi



22 ore  
al giorno

4 - 24  
mesi



Ogni  
notte

Dopo 24  
mesi



1 notte a  
settimana  
o come  
consigliato  
dal tuo  
ortodontista

## **Raccomandazioni per l'utilizzo**

- Inizia a posizionare gli allineatori partendo dai denti anteriori e terminando con i molari;
- Rimuovi gli allineatori partendo dai molari (denti posteriori) e terminando con i denti anteriori.

## **Manutenzione degli allineatori di contenzione**

Per la cura degli allineatori di contenzione utilizza uno spazzolino e del dentifricio che non contenga delle sostanze abrasive come l'ossido di alluminio, il carbonato di calcio ed il fosfato di calcio (tali sostanze sono presenti nei dentifrici sbiancanti). Lava con l'acqua corrente tiepida o fredda. È consigliabile immergerli una volta al giorno per massimo 5 minuti in una soluzione detergente speciale.

## Igiene orale

Spazzola i denti come di consueto: con uno spazzolino e del dentifricio, usa il filo interdentale.

In caso di smarrimento, danneggiamento, deformazione dell'allineatore dentale o di danni alla mucosa orale, si consiglia di contattare il proprio medico curante/ specialista. È importante non indossare gli allineatori danneggiati.

Se necessario, si consiglia di contattare il produttore degli allineatori, Ordoline.

Un eventuale incidente grave, causato dal dispositivo medico, dovrebbe essere segnalato al produttore ed all'autorità competente del paese in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Ti invitiamo a condividere l'esperienza positiva del tuo trattamento, in modo da incoraggiare ed aiutare altre persone a decidere di sottoporsi al trattamento con gli allineatori Ordoline (puoi farlo sui tuoi social network con il tag @Ordoline).

Un sorriso sano e bello cambia la vita! Aiuta anche altre persone a scoprire questo metodo!

Le istruzioni in altre lingue sull'utilizzo degli allineatori di contenzione rimovibili Ordoline sono disponibili scansionando il codice QR.



**ORDOLINE**  
— / — / — / — / — / — / — / — / — / — /



## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito - GDPR), si informa che UAB Ordoline, codice fiscale persona giuridica: 305610551; sede legale: A. Vivulskio str. 7-202, Vilnius, Lituania è il titolare del trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni di cui all'articolo 14 del GDPR in merito al trattamento dei dati personali sono pubblicate sul sito web di Ordoline  
*<https://ordoline.it/informativa-privacy-paziente/>*

Data ultimo aggiornamento istruzioni di utilizzo: 10/08/2023

PRODUTTORE

**UAB Ordoline**  
A. Vivulskio 7-202  
LT-03162 Vilnius  
Lituania

DISTRIBUTORE IN ITALIA

**Ordoline Italy Srl**  
Via Santa Maria Valle, 3  
20123 Milano (MI)  
[italy@ordoline.com](mailto:italy@ordoline.com)