

# ORDOLINE

Noturošo kapju  
lietošanas  
pamācība



Apsveicam, jūs pabeidzāt ārstēšanu ar Ordoline kapēm!  
Kopā mēs sasniedzām lieliskus rezultātus!

Ir svarīgi apzināties, ka pēc zobu taisnošanas zobi ir jānotur iegūtajā pozīcijā. Tas ir iespējams ar reteineru jeb noturošo kapju palīdzību, kas atrodas šajā iepakojumā. Aicinām tās valkāt apzinīgi, lai nodrošinātu nemainīgu un stabilu ārstēšanas rezultātu.

Noturošo kapju ieteicamais lietošanas laiks:

0 - 4  
mēneši



22 stundas  
diennaktī

4 - 24  
mēneši



Katru  
nakti

Pēc 24  
mēnešiem



1 nakti  
nedēļā

## **Lietošanas ieteikumi**

- Vispirms uzlieciet kapes uz priekšējiem zobiem un tad – uz aizmugurējiem dzerokļiem.
- Izņemot kapes, sāciet ar aizmugurējo dzerokļu iekšpusi un tad – ar priekšējiem zobiem.

## **Noturošo kapju apkope**

Kapju tīrīšanai izmantojiet zobu birsti un zobu pastu, kas nesatur abrazīvas vielas, piemēram, alumīnija oksīdu, kalcija karbonātu, kalcija fosfātu (šīs vielas atrodas balinošās zobu pastās). Noskalojiet tekošā remdenā vai aukstā ūdenī.

## **Mutes dobuma kopšana**

Tīriet zobus, kā ierasts – izmantojiet zobu birsti un zobu pastu, kā arī zobu diegu.

Ja kapes tiek pazaudētas, bojātas, deformētas vai tiek bojāta mutes gļotāda, iesakām sazināties ar jūsu ārstu / veselības aprūpes speciālistu.

Bojātas kapes nevajadzētu izmantot.

Ja nepieciešams, sazinieties ar kapju ražotāju Ordoline.

Par nopietniem ar kapēm saistītiem negadījumiem ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

Aicinām jūs dalīties savā labajā pieredzē, lai iedvesmotu arī citus izvēlēties zobu taisnošanu ar Ordoline kapēm (sociālajos tīklos aicinām izmantot @Ordoline).

Veselīgs un skaists smaids var pozitīvi izmainīt dzīvi!  
Palīdzēsim visiem to atklāt!

Norādījumus par Ordoline noturošajām kapēm citās valodās var atrast, izmantojot QR kodu.



ORDOLINE  
— — — — —



## **Paziņojums par personas datu apstrādi**

Saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 14. pantu mēs jūs informējam par to, ka UAB Ordoline, juridiskās personas identifikācijas kods: 305610551; adrese: A. Vivulskio 7-202, Viļņa, Lietuva, ir jūsu personas datu apstrādātājs. Visa VDAR 14. pantā pieprasītā informācija par jūsu personas datu apstrādi ir publicēta Ordoline tīmekļvietnē

*<https://ordoline.lv/pacienta-privatuma-politika/>*

Pamācības labojuma datums: 10.08.2023

**UAB Ordoline**  
A. Vivulskio 7-202  
LT-03162 Viļņa, Lietuva