



ORDOLINE

Instrukcje
dotyczące nakładek
retencyjnych

Gratulacje z okazji ukończenia leczenia za pomocą nakładek Ordoline! Osiągnęliśmy razem doskonały efekt!

To ważne, aby zrozumieć, że zęby u ludzi stale zmieniają swoje położenie, dlatego po zakończeniu leczenia konieczne jest noszenie nakładek retencyjnych w celu utrzymania prawidłowej pozycji zębów. Nakładki te znajdziesz w przesyłce i mamy nadzieję, że będziesz je nosić w odpowiedzialny sposób, co zagwarantuje utrzymanie wyników leczenia.

Najlepsze efekty osiągniesz, nosząc nakładki retencyjne zgodnie z następującym harmonogramem:

0 - 4
miesiąc



Noś nakładki
przez 22 godziny
na dobę.

4 - 24
miesiąc



Noś
nakładki
co noc.

Po 24
miesiącu



Noś nakładki
jedną noc
w tygodniu.

Zalecenia dotyczące korzystania z nakładek

- o Najpierw nałóż nakładki na przednie zęby, a następnie powoli dociśnij je do tylnych zębów trzonowych.
- o Zdejmuj nakładki odwrotnie, zaczynając od tylnych zębów trzonowych.

Konserwacja nakładek retencyjnych

Aby odpowiednio dbać o nakładki retencyjne, ważne, żeby używać w tym celu szczoteczki i pasty do zębów niezawierającej substancji ściernych, takich jak tlenek glinu, węglan wapnia czy fosforan wapnia (substancje te są często obecne w pastach wybielających). Podczas czyszczenia nakładek myj je pod letnią lub zimną bieżącą wodą.

Higiena jamy ustnej

W celu zadbania o higienę jamy ustnej myj zęby tak, jak zazwyczaj, przy użyciu szczoteczki i pasty do zębów, używaj nici dentystycznych.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub deformacji nakładek retencyjnych lub wystąpienia ran błony śluzowej jamy ustnej zalecamy skontaktowanie się ze swoim stomatologiem lub innym specjalistą. To ważne, aby nie nosić uszkodzonych nakładek. W razie potrzeby możesz także rozważyć kontakt z producentem nakładek, Ordline.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem zgłoś go producentowi oraz właściwym organom w kraju, w którym, jako użytkownik i/lub pacjent, przebywasz.

Zachęcamy do podzielenia się pozytywnym doświadczeniem z leczenia, aby zainspirować innych i pomóc im w wyborze leczenia z wykorzystaniem nakładek Ordoline. Możesz to zrobić, dzieląc się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych, z których korzystasz, tagując @Ordoline. Zdrowy i piękny uśmiech potrafi zdziałać cuda.

Wskazówki dotyczące korzystania z wymiowanych nakładek retencyjnych Ordoline można uzyskać, skanując podany kod QR.



ORDOLINE
— — — — —





Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z artykułem 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”) informujemy, że UAB Ordoline, kod podmiotu prawnego: 305610551; adres: A. Vivulskio str. 7-202, Wilno, Litwa jest administratorem Twoich danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące artykułu 14 ustawy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych są dostępne na stronie Ordoline <https://ordoline.com/patient-privacy-policy/>.

Data aktualizacji wskazówek:
10.08.2023

UAB Ordoline
A. Vivulskio str. 7-202
LT-03162 Wilno, Litwa

ORDOLINE

ORDOLINE