

Parabéns pela conclusão do seu tratamento com os alinhadores Ordoline! Juntos, alcançámos grandes resultados!

É importante compreender que os dentes humanos estão em constante movimento, por isso, depois do tratamento, é necessário manter a correta posição dos dentes com o auxílio de alinhadores de contenção. Irá encontrar esses alinhadores na embalagem e confiamos em si para os usar com responsabilidade, assegurando assim que os resultados do tratamento sejam consistentes.

Para alcançar o melhor desfecho, recomendamos o uso dos alinhadores de contenção de acordo com o seguinte calendário:

Dos 0 aos 4 meses



Use os alinhadores durante 22 horas por dia.

Dos 4 aos 24 meses



Use os alinhadores todas as noites.

Ao fim de 24 meses



Use os alinhadores durante 1 noite por semana.

Recomendações de Utilização dos Alinhadores

- Comece por posicionar os alinhadores nos dentes da frente e avance gradualmente até aos molares posteriores.
- Ao remover os alinhadores, comece pelos molares posteriores e termine nos dentes da frente.

Manutenção dos Alinhadores de Contenção

Para cuidar devidamente dos alinhadores de contenção, é importante utilizar escova de dentes e uma pasta de dentes que não contenham substâncias abrasivas, tais como óxido de alumínio, carbonato de cálcio ou fosfato de cálcio (essas substâncias costumam estar presentes em pastas de dentes branqueadoras). Para limpar os alinhadores, lave-os com água corrente tépida ou fria.

Cuidados Orais

Quanto a cuidados orais, continue a lavar os dentes como de costume, com escova e pasta de dentes, e utilize fio interdentário.

Se ocorrerem danos, deformação ou perda do alinhador de contenção, ou lesão da mucosa oral, recomendamos que entre em contacto com o dentista ou especialista de cuidados de saúde responsável pelo seu tratamento.

É fundamental não usar alinhadores danificados. Se necessário, pode ponderar também contactar o fabricante dos alinhadores, a Ordoline.

Em caso de incidente grave relacionado com o dispositivo, comunique-o ao fabricante e à autoridade do país em que, enquanto utilizador(a) e/ou doente, se encontra.

Gostaríamos de o(a) incentivar a partilhar a sua experiência de tratamento positiva para inspirar e ajudar outras pessoas na decisão de fazerem tratamento com os alinhadores Ordoline. Pode fazê-lo partilhando a sua experiência nas suas redes sociais e utilizando a tag @Ordoline. Um sorriso saudável e bonito pode ser verdadeiramente transformador.

Para obter instruções de utilização dos aparelhos de contenção removíveis Ordoline em outros idiomas, siga o código QR fornecido.



ORDOLINE



O

Aviso sobre Tratamento de Dados Pessoais

Conforme determinado pelo artigo 14.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante designado por RGPD), informamos que a LLC Ordoline, código de entidade jurídica: 305610551; morada: A. Vivilskio str. 7-202, Vilnius, Lituânia, é o responsável pelos seus dados pessoais. Todas as informações fornecidas em conformidade com o artigo 14.º do RGPD, relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, se encontram publicadas no site da Ordoline <https://ordoline.com/patient-privacy-policy/>.

Data de revisão das instruções: 10/08/2023

UAB Ordoline
A. Vivilskio str. 7-202,
Vilnius, Lituânia

ORDOLINE

Instruções para
Alinhador de
Retenção

