

ORDOLINE

Instrucțiuni
pentru capele
de contenție



Felicitări pentru finalizarea tratamentului
dumneavoastră cu capele Ordoline!
Împreună am obținut rezultate grozave!

Este important să înțelegeți faptul că dinții umani se deplasează constant, așa că, după efectuarea tratamentului, este important să mențineți poziția corectă a dinților utilizând capele de contenție. Veți găsi aceste cape în pachetul furnizat și contăm pe dumneavoastră să le purtați cu răspundere pentru ca tratamentul să aibă rezultatele dorite.

Pentru a obține rezultate optime, vă recomandăm să purtați capele de contenție urmând programul de mai jos:

0-4
luni



Purtați capele
timp de 22
de ore pe zi.

4-24
luni



Purtați
capele
în fiecare
noapte.

După 24
de luni



Purtați
capele timp
de 1 noapte
pe săptămână.

Recomandări pentru utilizarea capelor

- Începeți prin așezarea capei pe dinții din față și apăsați treptat mergând spre molarii din spate.
- Când scoateți capa, începeți de la molarii din spate și terminați cu dinții din față.

Întreținerea capelor de contenție

Pentru a avea grijă într-un mod corect de gutierele de contenție, utilizați o periuță și o pastă de dinți care nu conține substanțe abrazive, precum oxid de aluminiu, carbonat de calciu sau fosfat de calciu (aceste substanțe se regăsesc frecvent în pastele de dinți pentru albire). Atunci când curățați capetele, spălați-le sub jet de apă caldă sau apă rece.

Îngrijirea orală

Pentru îngrijirea orală, spălați-vă dinții așa cum faceți de obicei, utilizând periuța și pasta de dinți și folosiți ață dentară.

În cazul în care capa de contenție se pierde, se deteriorează, se deformează sau apar leziuni ale mucoasei orale, vă recomandăm să contactați medicul dentist al dumneavoastră sau un specialist în îngrijire medicală.

Este esențial să nu purtați capele deteriorate. Dacă este necesar, puteți contacta producătorul capelor Ordoline.

În cazul producerii unui incident grav care are legătură cu acest dispozitiv, vă rugăm să-l raportați producătorului și autorității competente din țara în care locuiți, în calitate de utilizator și/sau pacient.

Vă invităm să împărtășiți experiențele dumneavoastră pozitive de tratament pentru a inspira și alte persoane și a le ajuta în decizia de a opta pentru un tratament cu capele Ordoline. Puteți descrie experiența dumneavoastră pe rețelele de socializare și aplicând eticheta @Ordoline. Un zâmbet sănătos și frumos are puterea de a transforma.

Pentru instrucțiuni de utilizare a capelor ortodontice detașabile Ordoline în alte limbi, vă rugăm să scanați codul QR furnizat.



ORDOLINE
— — — — —



Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu articolul 14 al Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR), vă informăm că UAB Ordoline, cu cod de înregistrare: 305610551; adresa: A. Vivulskio str. 7-202, Vilnius, Lituania este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Toate informațiile prevăzute la articolul 14 al GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt publicate pe site-ul web Ordoline <https://ordoline.com/patient-privacy-policy/>

Data revizuirii materialului: 10.08.2023

UAB Ordoline
A. Vivulskio str. 7-202
LT-03162 Vilnius, Litouwen