

ORDOLINE

Инструкция к
ретенционным
элайнерам

RU



Поздравляем с успешным завершением вашего путешествия с элайнерами «Ordoline»! Вместе мы достигли потрясающих результатов!

Важно знать, что зубы постоянно находятся в движении, поэтому после лечения необходимо их зафиксировать в правильном положении с помощью ретенционных элайнеров. Вы найдете их в этой упаковке, и мы верим, что будете носить их с ответственностью, чтобы сохранить долговременно результат лечения.

Чтобы достичь наилучшего результата, рекомендуется носить ретенционные элайнеры согласно следующему плану:



Рекомендации по пользованию

Надевайте элайнеры
начиная с передних зубов.

Надевая
элайнеры **не**
прикусывайте.

Снимайте
элайнеры
начиная с
задних
моляров.

Убедитесь,
что элайнеры
хорошо надеты
и прижаты
к зубам.

Надевайте элайнеры
начиная с передних зубов.



Уход за ретенционными элайнерами

Для ухода за ретенционными элайнерами используйте мягкую зубную щетку и зубную пасту без абразивных веществ, таких как оксид алюминия, карбонат кальция или фосфат кальция (эти вещества содержатся в отбеливающей зубной пасте). Промывайте элайнеры под проточной водой комнатной температуры или под холодной водой.

! Обратите внимание, что ортодонтические каппы не предназначены для лечения бруксизма или непроизвольного скрежета зубами. Если вы скрипите зубами, обязательно сообщите об этом своему врачу, чтобы вам могли подобрать индивидуальный план лечения.

Уход за полостью рта

Продолжайте ухаживать за полостью рта как обычно - чистя зубы с зубной пастой и используя зубную нить. В случае утраты, повреждения, деформации или повреждения слизистой оболочки полости рта рекомендуем обратиться к вашему лечащему врачу или медицинскому специалисту.

Важно - не носить испорченные, повреждённые ретенционные элайнеры. При необходимости, рекомендуем обратиться к производителю элайнеров – «Ordoline».

В случае возникновения опасного инцидента в отношении приспособления, просим вас незамедлительно сообщить об этом ЗАО «Ordoline» и компетентному органу здравоохранения вашей страны.

Мы просим вас делиться своим положительным опытом лечения, отмечая @Ordoline в социальных сетях. Запомните, что здоровая и красивая улыбка может изменить вашу жизнь! Дайте и другим людям постичь это!



Сканируйте QR-код,
чтобы оставить свой отзыв.



Для доступа к инструкциям по
использованию ретенционных
элайнеров «Ordoline» на
других языках, отсканируйте
QR код.



Уведомление об обработке персональных данных

Согласно статье 14 Общего регламента по защите данных (GDPR), мы хотим уведомить вас о том, что юридическое лицо ЗАО «Ordoline», код: 305610551; адрес: ул. А. Вивульскио 7-200, Вильнюс, Литва, является ответственным за обработку ваших персональных данных. Вся информация, касающаяся обработки ваших персональных данных в соответствии со статьей 14 GDPR, доступна на веб-сайте «Ordoline».
<https://ordoline.com/ru/privacy-policy/>

Дата редакции инструкции: 20.07.2025

«Ordoline»
ул. А. Вивульскио 7-200
LT-03162 Вильнюс, Литва
www.ordoline.com

