

ORDOLINE

Інструкції
для ретенційних
елайнерів

UK



Вітаємо із завершенням лікування за допомогою елайнерів Ordoline! Разом ми досягли чудових результатів!

Важливо розуміти, що зуби людини постійно зміщуються, тому після лікування необхідно підтримувати правильне положення зубів за допомогою ретенційних елайнерів. Ви знайдете ці елайнери в упаковці, і ми впевнені, що ви носитимете їх відповідально, щоб забезпечити стабільність результатів лікування.

Для досягнення найкращого результату рекомендуємо носити ретенційні елайнери за наступним графіком:



Рекомендації щодо використання

**Починайте вдягати
елайнери на передні зуби.**

**Уникайте
кусання
під час
фіксації
елайнерів.**

**Знімайте
елайнери,
починаючи з задніх
молярів.**

**Переконайтеся,
що елайнери
щільно
прилягають та
натиснуті
на зуби.**

**Починайте фіксацію
елайнерів на передні зуби.**



Догляд за ретенційними елайнерами

Для належного догляду за ретенційними елайнерами важливо використовувати зубну щітку та пасту, які не містять абразивних речовин, таких як оксид алюмінію, карбонат кальцію або фосфат кальцію (ці речовини зазвичай присутні у відбілюючих зубних пастах). Під час очищення елайнерів промивайте їх під проточною теплою або холодною водою.

! Зверніть увагу, що ортодонтичні капи не призначені для лікування бруксизму або мимовільного скреготіння зубами. Якщо ви скреготете зубами, обов'язково повідомте про це свого лікаря, щоб вам могли надати індивідуальний план лікування.

Догляд за ротовою порожниною

Для догляду за ротовою порожниною продовжуйте чистити зуби, як зазвичай, щіткою та зубною пастою, використовуйте міжзубну нитку.

Якщо ви втратили, пошкодили або деформували ретенційний елайнер, або якщо виникли пошкодження слизової оболонки ротової порожнини, ми рекомендуємо звернутися до вашого лікаря-стоматолога або медичного фахівця.

Категорично заборонено носити пошкоджені елайнери. У разі потреби ви також можете звернутися до виробника елайнерів — компанії Ordoline.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з пристроєм, повідомте про це як виробника, так і компетентний орган країни, де ви перебуваєте як користувач і/або пацієнт.

Ми заохочуємо вас поділитися своїм позитивним досвідом лікування, щоб надихнути та допомогти іншим прийняти рішення про початок лікування елайнерами Ordoline.

Ви можете зробити це, поділившись своїм досвідом у соціальних мережах і відмітивши @Ordoline. Здорова та красива усмішка справді може змінити життя, тож допоможімо іншим відкрити це також!



Скануйте QR-код, щоб
залишити свій відгук.



Для отримання інструкцій щодо
використання знімних
ортодонтичних ретейнерів Ordoline
іншими мовами, скористайтеся
наданим QR-кодом.



Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до статті 14 Загального регламенту захисту даних (далі-GDPR), повідомляємо, що контролером ваших персональних даних є ТОВ "Ordoline", код юридичної особи: 305610551 ; Адреса: вул. А. Вівульськю 7-200, Вільнюс, Литва. Вся інформація, передбачена статтею 14 GDPR щодо обробки ваших персональних даних, опублікована на веб-сайті

Ordoline за посиланням:

<https://ordoline.com/uk/privacy-policy/>

Дата перегляду інструкції: 20.07.2025

Ordoline

Вул. А. Вівульського, 7-200

LT-03162 Вільнюс, Литва

www.ordoline.com

