

ORDOLINE

Retentsioonikapede
juhend

ET




Palju õnne! Oled edukalt lõpetanud oma ravi Ordoline kapedega!

Kas teadsid, et inimese hambad on pidevas liikumises, mistõttu on oluline ka pärast ravi hambad fikseerida retentsioonikapede abil õigesse asendisse. Leiate need sellest pakendist ja usume, et kandes neid vastutustundlikult vastavalt juhistele, aitavad need tagada pikaajalise ravitulemuse.

Parima tulemuse säilitamiseks soovitame kanda retentsioonikapesid järgmise skeemi järgi:



Soovitused kasutamiseks



Retentsioonikapede hooldus

Retentsioonikapede hooldamiseks kasutage hambaharja ja -pastat, mis ei sisalda abrasiivseid aineid, nagu alumiiniumoksiid, kaltsiumkarbonaat, kaltsiumfosfaat (need ained on valgendavas hambapastas). Puhastage leige või külma voolava vee all.

! Palun pange tähele, et ortodontilised kaped ei ole mõeldud bruksismi ega tahtmatu hammaste krigistamise raviks. Kui te krigistate hambaid, teavitage kindlasti oma arsti, et saaks koostada individuaalse raviplaani.

Suuhooldus

Harjake hambaid tavapäraselt – hambaharja ja -pastaga, kasutage hambaniiti.

Kui kape deformeerub, läheb kaduma, saab kahjustada või kahjustub suu limaskest- soovitame pöörduda oma raviarsti poole. Oluline on lõpetada kahjustatud kapede kandmine.

Vajadusel soovitame pöörduda kapede tootja – Ordoline poole.

Teavitage tootega seotud tõsisest vahejuhtumist tootjale ja selle riigi pädevale asutusele, kus te tervishoiuteenuseid saite.

Innustame teid oma positiivset kogemust jagama ka sotsiaalmeedia platvormidel märkides meid @Ordoline oma postitustel.

Terve ning kaunis naeratus võib muuta elusid- aita ka teistel jõuda selleni!



Skaneeri QR-kood, et
jätta oma tagasiside.



Ordoline eemaldatavate
retentsioonikapede juhised teistes
keeltes leiate alloleva QR-koodiga.

ORDOLINE

Teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi - GDPR) artikli 14 kohaselt teavitame teid, et teie isikuandmete töötleja on UAB Ordoline (registreerimis nr: 305610551; aadress: A. Vivulskio 7-200, Vilnius, Leedu). Kogu info seoses teie isikuandmete töötlemisega, mis on sätestatud GDPR artiklis 14, on avaldatud ja kättesaadav Ordoline kodulehel:
<https://ordoline.com/et/privacy-policy/>

Juhendi läbivaatamise kuupäev: 20.07.2025

Ordoline
A. Vivulskio 7-200
LT-03162 Vilnius, Leedu
www.ordoline.com

